

Tooth Whitening System for direct application

Cosmetic 0,1% HP

ELITEsmile Whitening Pen is the modern and simple method of tooth whitening to go. The specially developed formulation with 0,25% carbamide peroxide (equals 0,1% hydrogen peroxide) with high viscosity provides the basis for an effective, tooth-friendly application. Sensitivities are minimized. For more information on professional tooth whitening visit www.ELITEsmile.se

Intended use

Whitening Pen for whitening teeth with direct application of the gel to the tooth surface. Prosthetic treatments, such as inlays, crowns or implants cannot be altered in color.

Instructions for use: How to achieve maximum results.

- Brush and floss your teeth!
- Take off the closing cap and start twisting the back of the Whitening Pen. Twist slowly to allow the gel to move to the brush tip.
- Apply the gel with the brush tooth for tooth in a thin layer directly on the front surface of the teeth.
Do not apply to the gingiva or soft tissue.
- Let the gel for 20 minutes in mouth for whitening.
Rinse mouth with warm water and brush teeth – ready!
- Do not smoke during and for 30 minutes after using of the product.
- For most effective results please refrain from consuming tea, coffee, red wine, cigarettes etc. for at least 2 hours after whitening.

Tip

For daily care of white teeth the ELITEsmile Whitening Toothpaste shows best results.

Possible side effects

At intended use no side effects are expected. If tooth sensitivity or gum irritation occur interrupt treatment until symptoms are gone. Symptoms are temporary and should subside a day following termination of product use.

Warning

Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.

Storage

Store in a cool, dark place. Do not freeze. Keep out of the reach of children.

Ingredients Whitening Pen

Glycerin, Aqua, Carbamide Peroxide, Polyethylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer, Sodium Saccharin, EDTA, Aroma.

For shelf-life and LOT see pen and carton box.

Contact

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Tandbleknings system för direkt tillämpning, Kosmetisk 0,1 % HP.

EliteSmile tandblekningspenna är den moderna och enkla metoden för tandblekning i farten. Den specialutvecklade formuleringen med 0,25 % karbamidperoxid (motsvarar 0,1% väteperoxid) med hög viskositet utgör grunden för en effektiv och tandvänlig tillämpning. Känslighet minimeras. För mer information om professionell tandblekning besök www.ELITESmile.se

Avsedd användning

EliteSmile Tandblekningspenna för vitare tänder med direkt tillämpning av gel på tandytan. Protes behandlingar såsom fyllningar, kronor och implantat bleks ej eller kan inte ändras i färg.

Bruksanvisning: För att uppnå maximalt resultat

- Bortsa och tandtråda tänderna.
- Ta av stängningslocket och påbörja att vrida på baksidan av Tandbleknings pennan, snurra långsamt tills så att gelen flyttas till pensel spetsen.
- Applicera gelen med borsten tand för tand i ett tunt lager direkt på den främre delen av tänderna. Applicera inte gelen på tandköttet eller annan vävnad.
- Låt gelen sitta kvar på tänderna under 20 minuter för blekning.
- Rök inte under och 30 minuter efter avslutad behandling.
- För att uppnå det mest effektiva resultatet avstå från att konsumera kaffe, the, rödvin, cigaretter etc i minst 2 timmar efter blekning.

Tips

För daglig tandbehandling för vitare tänder ger ElitesmileWhitening tandkräm det bästa resultat et.

Möjliga biverkningar

Inga biverkningar förväntas. Om tandkänslighet eller irritation av tandkött uppstår, avsluta behandlingen tills symptomen är borta. Symptomen är tillfälliga och bör avta ca 1 dygn efter avslutad behandling.

Varning

Undvik kontakt med ögonen. Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem.

Lagring

Förvara på en sval, mörk plats. Får ej frysas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ingredienser Elitesmile tandbleknings penna

Glycerin, Aqua, carbamide peroxid, polyetylenglykol, trietanolamin, Carbomer, natriumsackarin, EDTA, arom.

För hållbarhet se pennan och förpackningen.

Kontakt

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Tannblekningssystem for direkte påføring. Kosmetisk 0,1 % HP.

ELITESmile Whitening Pen er en moderne og enkel metode for å bleke tennene i farten. Den spesialutviklede formelen inneholder 0.25% Karbamidperoksid (tilsvarende 0.1% hydrogenperoksid) med høy viskositet legger til grunne for en effektiv, tannvennlig påføring. Følsomheter minimaliseres. For mer informasjon om profesjonell tannbleking, besøk: www.ELITESmile.se

Tiltentkt bruk

Whitening Pen for tannbleking med direkte påføring av gel til tannens overflate. Prostetiske behandlinger som fyllinger, kroner og implantater kan ikke blekes eller endres farge på.

Bruksanvisning: Slik oppnår du maksimale resultater

- Børst tennene grundig og gå over med tanntråd!
- Ta av korken og skru på enden av pennen. Vri sakte for å tillate gelen og bevege seg til børstetuppen.
- Påfør gelen med børsten tann for tann med et tynt lag direkte på tannens overflate. Ikke påfør gel på tannkjøttet eller annet mykt vev. Do not apply to the gingiva or soft tissue.
- La gelen virke i 20 minutter for bleking. Rinse mouth with warm water and brush teeth – ready!
- Ikke røyk de neste 30 minuttene etter bruk av produktet.
- For det beste resultatet unngå inntak eller bruk av te, kaffe, rød vin, sigaretter m.m. i minst to timer etter bleking.

Tips

For daglig behandling av hvite tenner vil Elitesmile Whitening Tannkrem gi beste resultat.

Mulige bivirkninger

Ved tiltenkt bruk er det ikke forventet noen bivirkninger. Om tannfølsomhet eller tannkjøtt irritasjon oppstår, avbryt behandlingen til symptomene er borte. Symptomene er midlertidige og bør forsvinne etter en dag etter avsluttet bruk av produktet.

Advarsel

Unngå øyekontakt. Skyll med vann umiddelbart om produktet kommer i kontakt med dem.

Oppbevaring

Oppbevar produktet i et kjølig og mørkt rom. Ikke frys. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ingredienser Whitening Pen

Glyserin, Vann, Karbamidperoksid, Polyetylenglykol, Trietanolamin, Emulgatorer, Natriumsakkarin, EDTA, Aroma.

For holdbarhet, se pennen og forpakningen.

Kontakt

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITESmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Suoraan hampaisiin käytettävä hampaiden valkaisu menetelmä. Kosmeettinen 0,1 % vetyperoksidi.

ELITESmile-valkaisukynä on uudenaikainen ja vaivaton menetelmä hampaiden valkaisuun. Erityisesti kehitetty koostumus, joka sisältää 0,25% erittäin viskoosista karbamidiperoksidia (vastaa 0,1% vetyperoksidia), tarjoaa pohjan tehokkaalle ja hammasystävälliselle käytölle. Yliherkkyyttä aiheuttavien ainesosien määrä on minimoitu. Lisätietoa ammattimaisesta hampaiden valkaisusta on osoitteessa www.ELITESmile.se

Käyttötarkoitus

Valkaisukynä hampaiden valkaisemiseen – geeli levitetään suoraan hampaan pintaan. Proteesihoidojen, kuten täytteiden, kruunujen tai implanttien, väriä ei voi muuttaa.

Käyttöohje: Parhaat tulokset:

- Harjaa hampaat ja käytä hammaslankaa!
- Irrota valkaisukynän korkki ja kierrä kynän päätä. Kierrä hitaasti, jotta geeli siirtyy harjakärkeen.
- Levitä geeliä harjalla ohut kerros hammas kerrallaan hampaiden etupintaan. Älä levitä geeliä ikeniin tai pehmytkudokseen.
- Anna geelin vaikuttaa suussa 20 minuutin ajan.
Huuhtelee suu lämpimällä vedellä ja harjaa hampaat. Valmista!
- Älä tupakoi tuotteen käyttämisen aikana tai 30 minuutin aikana sen käyttämisen jälkeen.
- Parhaan tuloksen saat välttämällä teen, kahvin tai punaviinin juomista tai esimerkiksi tupakoimista vähintään kahden tunnin ajan valkaisun jälkeen.

Vinkki

Päivittäisessä hampaiden hoidossa valkaiseva ELITESmile-hammastahna saa aikaan parhaat valkaisutulokset.

Mahdolliset haittavaikutukset

Käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. Jos hampaissa ilmenee yliherkkyysoireita tai ikenet ärtyvät, keskeytä hoito, kunnes oireet ovat hävinneet. Oireet ovat väliaikaisia, ja niiden pitäisi hävitä tuotteen käytön lopettamista seuraavana päivänä.

Varoitus

Vältettävä joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmään, se on huuhdeltava välittömästi.

Säilyttäminen

Säilytettävä viileässä ja suojattava valolta. Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Valkaisukynän ainesosat

Glyseriini, vesi, karbamidiperoksidi, polyetyleeniglykoli, trietanoliamiini, karbomeeri, natriumsakariini, EDTA, aromi.

Viimeinen käyttöpäivämäärä ja eränumero on merkitty kynään ja pahvipakkaukseen.

Yhteystiedot

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITESmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Zobu balināšanas sistēma tiešai lietošanai. Kosmētisks līdzeklis (0,1 % HP)

Balināšanas pildspalva ELITESmile ir jaunais un vienkāršais veids, kā ātri balināt zobus. Īpaši izstrādātais sastāvs ar 0,25 % karbamīda peroksīda koncentrāciju (līdzvērtīgi 0,1 % ūdeņraža peroksīda koncentrācijai) ar augstu viskozitāti nodrošina efektīvu lietošanu un ērtu uzklāšanu uz zobu virsmas. Jūtīgums ir samazināts līdz minimumam. Plašāku informāciju par zobu profesionālo balināšanu skatiet šajā vietnē:

www.ELITESmile.se

Paredzētā lietošana

Balināšanas pildspalvu paredzēts lietot zobu balināšanai, tiešā veidā uzklājot gelu uz zobu virsmas. Šis līdzeklis nav paredzēts protēžu, piemēram, zobu plāksnīšu, kronīšu vai implantu, balināšanai.

Lietošanas norādījumi labāko rezultātu sasniegšanai

- Notīriet zobus ar zobu suku un zobu diegu.
- Noņemiet noslēdzošo vāciņu un lēni sāciet griezt balināšanas pildspalvas aizmugures daļu. Lēni grieziet, līdz gels izplūdis uz zobu sukas galiņa.
- Ar zobu suku uzklājiet gelu plānā kārtā uz katra zoba priekšējās virsmas. Neuzklājiet uz smaganām vai mīkstajiem audiem.
- Atstājiet gelu uz 20 minūtēm mutes dobumā, lai balinātu. Noskalojiet mutes dobumu ar siltu ūdeni un notīriet zobus ar zobu suku. Gatavs!
- Nesmēķējiet līdzekļa lietošanas laikā un 30 minūtes pēc tam.
- Lai panāktu labākos rezultātus, vismaz 2 stundas pēc balināšanas atturieties no tējas, kafijas, sarkanvīna, cigaretēm u. c.

Padoms

Lai baltu zobu ikdienas kopšanā panāktu labākos rezultātus, ieteicams lietot zobu pasti ELITESmile ar balināšanas efektu.

Lespējamās blakusparādības

Lietojot, kā ir norādīts, blakusparādības nav paredzētas. Ja zobi kļūst jutīgi vai rodas smaganu kairinājums, pārtrauciet lietošanu, līdz simptomi pazudīs. Simptomi ir īslaicīgi, un nākamajā dienā pēc līdzekļa lietošanas pārtraukšanas tiem vajadzētu pazust.

Brīdinājums

Nepieļaujiet nokļūšanu acīs. Ja līdzeklis nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar ūdeni.

Glabāšana

Glabājiet sausā tumšā vietā. Nesasaldējiet.

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Balināšanas pildspalvas sastāvdaļas

Glicerīns, ūdens, karbamīda peroksīds, polietilēnglikols, trietanolamīns, karbomērs, nātrija saharīns, EDTA, aromatizētāji

Glabāšanas ilgumu un partijas numuru skatiet uz pildspalvas un kartona iepakojuma.

Kontaktinformācija

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITESmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Tandblegningsystem til direkte påføring. Kosmetik 0,1 % HP.

Tandblegningspenen fra ELITEsmile er en moderne og nem måde at tage sin tandblegning med sig. Den specialudviklede formel med 0,25% carbamidperoxid (svarer til 0,1 % hydrogenperoxid), der er tyktflydende, giver en effektiv, tandvenlig påføring. Følsomhed er minimeret. For at få flere oplysninger om professionel tandblegning henvises til www.ELITEsmile.se

Beregnet anvendelse

Tandblegningspen til tandblegning med direkte påføring af gelen på tandens overflade. Farven på proteser som indlæg, kroner eller implantater kan ikke ændres ved behandlingen.

Brugsanvisning: Sådan opnår du det bedste resultat.

- Børst dine tænder og brug tandtråd!
- Fjern låget og drej den bagerste del på tandblegningspenen. Drej langsomt, så gelen bevæger sig op til børstespidsen.
- Påfør gelen med børsten tand for tand i et tyndt lag direkte på tandens overflade. Må ikke påføres tandkød eller blødt væv.
- Lad gelen blive i munden og virke i 20 minutter. Skyl munden med varmt vand og børst tænderne – og du er færdig!
- Ryg ikke under og 30 minutter efter brug af produktet.
- For at få de mest effektive resultater bør du ikke drikke te, kaffe, rødvin eller ryge cigaretter, osv. i mindst 2 timer efter blegningen.

Tip

I den daglige tandpleje får du de bedste resultater, hvis du bruger ELITESmiles tandpasta med blegningseffekt.

Mulige bivirkninger

Hvis produktet bruges som angivet, forventes der ingen bivirkninger. Hvis der forekommer tandfølsomhed eller irritation af gummerne, skal du afbryde behandlingen, indtil symptomerne forsvinder. Symptomerne er midlertidige og bør gå væk dagen efter, du er holdt op med at bruge produktet.

Advarsel

Undgå kontakt med øjnene. Skyl straks, hvis produktet kommer i kontakt med dem.

Opbevaring

Opbevares køligt og mørkt. Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.

Ingredienser i tandblegningspennen

Glycerin, vand, carbamidperoxid, polyetylenglykol, trietanolamin, carbomer, natriumsakkarin, EDTA, aroma.

Se emballagen vedr. holdbarhed og LOT.

Kontakt

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITESmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Hambavalgendussüsteem otse pealekandmiseks. Kosmeetika: 0,1 % HP-d.

ELITESmile'i valgendav pliiats on kaasaegne ja lihtne viis hammaste kiireks valgendamiseks. Spetsiaalselt väljatöötatud koostis 0,25% karbamiidperoksiidiga (võrdub 0,1% vesinikperoksiidiga) ja suur viskoossus võimaldab tõhusat ja hambasõbralikku pealekandmist. Tundlikkus on minimeeritud. Lisateabe saamiseks professionaalse hambavalgenduse kohta külastage veebisaiti www.ELITESmile.se

Ettenähtud kasutamine

Valgenduspliiats hammaste valgendamiseks, kandes geeli otse hamba pinnale. Proteesmaterjalide, nagu plommid, kroonid või implantaadid, värvi ei saa muuta.

Kasutusjuhised Maksimaalse tulemuse saavutamiseks tehke järgmist.

- Peske hambad ja puhastage niidiga.
- Eemaldage kork ja hakake valgenduspliiatsi tagumist otsa keerama. Keerake aeglaselt, et võimaldada geelil harja otsale liikuda.
- Kandke harja abil õhuke kiht geeli hambahaaval otse hammaste eesmisele pinnale. Ärge kandke seda igemetele ega pehmele koele.
- Laske geelil suus 20 minutit valgendamiseks toimida. Loputage suu sooja veega puhtaks ja peske hambad – ongi valmis!
- Ärge suitsetage toote kasutamise ajal ja 30 minutit pärast seda.
- Parimate tulemuste saamiseks hoiduge tee, kohvi, punase veini, sigarettide jms tarbimisest vähemalt kaks tundi pärast valgendamist.

Näpunäide

Valgete hammaste igapäevaseks hoolduseks annab parimaid tulemusi ELITEsmile'i valgendav hambapasta.

Võimalikud kõrvalmõjud

Ettenähtud kasutamise korral ei tohiks tekkida mingeid kõrvalmõjusid. Hammaste tundlikkuse või igemeärrituse tekkimisel katkestage ravi, kuni sümptomid on kadunud. Sümptomid on ajutised ja peaksid kaduma päev pärast toote kasutamise lõpetamist.

Hoiatus

Vältige kokkupuudet silmadega. Toote sattumisel silma loputage see kohe puhtaks.

Hoiundamine

Hoidke jahedas ja pimedas kohas. Ärge külmutage. Hoidke eemal laste käeulatuses.

Valgendava pliatsi koostisained

Glütseriin, vesi, karbamiidperoksiid, polüetüleenglükool, trietanoolamiin, karbomeer, naatriumsahhariin, EDTA, aroomaine.

Säilivusaja ja partiinumbri leiate pliatsilt ning pappkarbilt.

Kontaktandmed

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITESmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Sistema de blanqueamiento dental para aplicación directa. Alta protección cosmética 0,1%.

El lápiz blanqueador ELITEsmile es el método más sencillo y moderno para el blanqueamiento dental en cualquier lugar. Su fórmula especialmente desarrollada con 0,25% de peróxido de carbamida (equivalente a 0,1% de peróxido de hidrógeno) y su elevada viscosidad son la base para una aplicación eficaz sin dañar los dientes. Minimización de sensibilidades. Para obtener más información sobre el blanqueamiento dental profesional, visite www.ELITEsmile.se

Uso previsto

Lápiz blanqueador para el blanqueamiento dental mediante aplicación directa del gel a la superficie dentaria. Los tratamientos prostéticos como empastes, coronas o implantes no deben ver alterado su color.

Instrucciones de uso para lograr el mejor resultado.

- Límpiense los dientes con cepillo e hilo dental.
- Retire la tapa de cierre y desenrosque con cuidado la parte trasera del lápiz blanqueador dejando salir el gel hasta el extremo del cepillo.
- Aplique una capa fina del gel con el cepillo directamente sobre la superficie frontal de los dientes. Evite la aplicación sobre las encías y tejidos blandos.
- Deje el gel blanqueador en el interior de la boca durante 20 minutos. Enjuáguese la boca con agua templada, cepílese los dientes... ¡y listo!
- No fume durante los 30 minutos siguientes de utilizar el producto.
- Para obtener un resultado más eficaz, absténgase de beber té, café o vino tinto así como de fumar durante las 2 horas siguientes del blanqueamiento

Consejos

Para el cuidado diario de unos dientes blancos utilice la pasta dentífrica con efecto blanqueante ELITEsmile para obtener mejores resultados.

Posibles reacciones adversas

No se esperan reacciones adversas para el uso previsto. En caso de sensibilidad dental o de irritación gingival, interrumpa el tratamiento hasta que desaparezcan los síntomas. Estos síntomas son temporales y deben disminuir al cabo de un día de haber utilizado el producto.

Advertencias

Evite el contacto con los ojos. En caso de producirse este contacto, enjuáguelos inmediatamente.

Conservación

Guarde el producto en un lugar seco y oscuro. No lo conserve en el congelador. Manténgalo alejado de los niños.

Ingredientes del lápiz blanqueador

Glicerina, aqua, peróxido de carbamida, polietilenglicol, trietanolamina, carbómero, sacarina sódica, EDTA, esencia.

Para conocer la vida útil y LOTE véase el lápiz y caja de cartón.

Contacto

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Sistema di sbiancamento denti ad applicazione diretta. Prodotto cosmetico contenente lo 0,1% di perossido di idrogeno.

La Penna sbiancante ELITEsmile Whitening Pen è un metodo semplice e moderno per sbiancare i denti direttamente a casa. La formulazione appositamente sviluppata con lo 0,25% di perossido di carbammide (pari allo 0,1% di perossido di idrogeno) ad alta viscosità garantisce un'applicazione efficace senza danneggiare i denti. La sensibilizzazione al prodotto è ridotta al minimo. Per ulteriori informazioni sullo sbiancamento dentale professionale, visita il sito:
www.ELITEsmile.se

Uso previsto

Penna per lo sbiancamento dei denti con applicazione diretta di gel sullo smalto. La colorazione di eventuali trattamenti protesici, quali intarsi dentari (inlay), corone o impianti, non viene alterato.

Istruzioni d'uso: Come ottenere il massimo risultato.

- Lavarsi i denti e passare il filo interdentale.
- Rimuovere il cappuccio dalla Penna sbiancante e ruotare la parte posteriore. Ruotare lentamente per consentire al gel di raggiungere la punta a spazzola.
- Utilizzando la spazzolina, applicare uno strato sottile di gel direttamente nella parte anteriore di tutti i denti.
Non applicare il prodotto sulla gengiva o sul tessuto molle.
- Per ottenere lo sbiancamento, lasciare agire il gel in bocca per 20 minuti. Risciacquare la bocca con acqua calda, quindi lavarsi i denti: fatto!
- Dopo aver utilizzato il prodotto, non fumare per 30 minuti.
- Per ottenere dei risultati efficaci, non bere tè, caffè, vino rosso, non fumare, ecc. per almeno 2 ore dallo sbiancamento.

Consiglio

Per la cura quotidiana dei denti bianchi, il dentifricio sbiancante ELITEsmile Whitening Toothpaste consente di ottenere i risultati migliori.

Possibili effetti collaterali

Rispettando l'uso previsto, non si prevedono effetti collaterali. In caso di sensibilizzazione dei denti o irritazione della gengiva, interrompere il trattamento fino alla scomparsa sei sintomi. I sintomi sono temporanei e dovrebbero scomparire il giorno successivo all'uso del prodotto.

Avvertimento

Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto entra a contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente.

Conservazione

Conservare in un ambiente fresco e lontano dalla luce del sole. Non congelare. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Ingredienti della Penna sbiancante:

Glicerina, Acqua, Perossido di Carbammide, Polietilenglicolo, Trietanolamina, Carbomer, Saccarinato di sodio, EDTA, Aroma.

Per la durata di conservazione e il LOTTO, vedere la penna e la confezione di cartone.

Contatto

Elite Smile
Gothenburg
Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Dođrudan uygulama amaçlı Diř Beyazlatma Sistemi. Kozmetik %0,1 HP.

ELITESmile Beyazlatma Kalemi, hareket halindeyken diř beyazlatmanın modern ve basit bir yöntemidir. Yüksek viskoziteli % 0,25'lik karbomit peroksit (% 0,1 hidrojen peroksit'e eşdeđer) içeren özel geliştirilmiş formül etkili, diř dostu bir uygulama için zemin sağlar. Hassasiyetler en aza indirilir. Profesyonel diř beyazlatma hakkında daha fazla bilgi için www.ELITESmile.se adresini ziyaret edin

Kullanım amacı

Jeli diř yüzeyine doğrudan uygulamak suretiyle diřleri beyazlatma amaçlı Beyazlatma Kalemi. Porselen dolgu, kron veya implant gibi prostetik tedavilerin rengi deđiştirilemez.

Kullanım talimatları: Maksimum sonuç nasıl alınır.

- Diřlerinizi fırçalayın ve diř ipi kullanın!
- Kapama başlığını çıkarın ve Beyazlatma Kaleminin arkasını döndürmeye başlayın. Yavaşça döndürerek jelin fırçanın ucuna gitmesini sağlayın.
- Jeli, diř fırçasıyla ince bir tabaka halinde doğrudan diřlerin ön yüzeyine uygulayın. Diř etlerine veya yumuşak dokuya uygulamayın.
- Beyazlatma için jeli ağzınızın içinde 20 dakika tutun. Ağzı ılık suyla yıkayın ve diřlerinizi fırçalayın - hazırsınız!
- Ürünü kullandığınız sırada ve sonraki 30 dakika boyunca sigara içmeyin.
- En etkili sonuçlar için, beyazlatma sonrasındaki en az 2 saat boyunca çay, kahve, kırmızı şarap, sigara, vb. tüketmekten uzak durun.

İpucu

Beyaz dişlerin günlük bakımı için, ELITEsmile Whitening Toothpaste en iyi sonuçları verir.

Olası yan etkiler

Kullanım amacı dahilinde yan etki beklenmemektedir. Diş hassasiyeti veya diş eti tahrişi meydana gelirse, semptomlar geçene kadar tedaviye ara verin. Semptomlar geçicidir ve ürün kullanımına son verildiğinin ertesi günü geçmelidir.

Uyarı

Göze temasından kaçının. Ürün göze temas ederse derhal yıkayın.

Saklama

Serin, karanlık bir yerde saklayın. Dondurmayın. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Beyazlatma Kaleminin İçeriği

Gliserin, Aqua, Karbomit Peroksit, Polietilen Glikol, Trietanolamin, Karbomer, Sodyum Sakkarin, EDTA, Aroma.

Raf ömrü ve LOT bilgisi için, kalem ve karton kutuya bakınız.

İletişim

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

Система отбеливания зубов прямого нанесения. Косметическое применение, 0,1% НР

Отбеливающая ручка ELITEsmile — это простой и современный метод для быстрого отбеливания зубов. Ее специально разработанный состав содержит 0,25% перекиси карбамида (соответствует 0,1% перекиси водорода), что в сочетании с высокой вязкостью препарата создает основу для эффективного и безвредного для зубов нанесения геля. Чувствительность сводится к минимуму. Для получения дополнительной информации о профессиональных методах отбеливания зубов посетите наш сайт www.ELITEsmile.se

Предусмотренное применение

Отбеливающая ручка для отбеливания зубов с прямым нанесением геля на поверхность зубов. Изменение цвета протезов (вкладок, коронок и имплантатов) невозможно.

Инструкция по применению: Для достижения максимального результата.

- Почистите зубы и воспользуйтесь зубной нитью!
- Снимите закрывающий колпачок и начните поворачивать заднюю часть отбеливающей ручки. Медленно продолжайте вращение, чтобы подать гель на наконечник-щетку.
- С помощью наконечника-щеточки тонким слоем нанесите гель напрямую на переднюю поверхность зуба. Избегайте попадания геля на десны и мягкие ткани.
- Оставьте гель на зубах на 20 минут для отбеливания. Промойте рот теплой водой и почистите зубы — процедура завершена!
- Не курите во время процедуры и в течение 30 минут после использования препарата.
- Для достижения максимального результата воздержитесь от употребления чая, кофе, красного вина, сигарет и т. д. в течение не менее чем двух часов после отбеливания.

Совет

Для обеспечения наилучшего ежедневного ухода за отбеленными зубами пользуйтесь зубной пастой ELITEsmile Whitening.

Возможные побочные эффекты

При использовании в соответствии с предусмотренным применением появление побочных эффектов не прогнозируется. При возникновении чувствительности зубов или раздражения десен приостановите лечение до полного исчезновения симптомов. Данные симптомы являются временными и должны пройти в течение одного дня после прекращения использования препарата.

Внимание

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой.

Хранение

Хранить в темном прохладном месте. Не подвергать замораживанию. Хранить в недоступном для детей месте.

Состав отбеливающей ручки

Глицерин, вода, перекись карбамида, полиэтиленгликоль, триэтаноламин, карбомер, сахарин натрия, ЭДТК, ароматическая добавка.

Срок годности и НОМЕР ПАРТИИ см. на ручке и картонной упаковке.

Контактная информация

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

يوليو 2017 - زيچوردی هل دیسکنا لؤا .رشابملا لام عتسالل نانسالا ضری بیبت ماطن %0.1 قیسنب

امک .لمحال لمسن نانسالا ضری بیبت ماطنل قطیسیو قشیدح قلیسو وه ELITESmile نَم ضری بیبتلا ملق نل قیسن یواسی امب) دیما برانلا دیسکنا لؤا نَم %0.25 قیسنب لُری صخ قروطملا قبیترتلا نل نوذبو قیلاعقب لام عتسالل أساساً رفوت قیلاعلا ءچوزللا تان (زیچوردی هل دیسکنا لؤا نَم %0.1 لوح تامولعملل نَم دیزمل .یندال دحلا یللا قیساس حالاب تابا صرلا لکَیّی ام وه .نانسالا رارصرلا طببارلا قرایزی چری :ینهملا نانسالا ضری بیبت www.ELITESmile.se

مادختسالا نَم خرغل

نول رییغت نکمی ال نکللو نسلا حطس یلع قرشابم لجال عضو لالځ نَم نانسالا ضری بیبتل ضری بیبت لام . لشم ،قیع انصرلا مانجال تاجلا عُم

قنکمم جیاتن لضرفاً قیقحت قیفسیک :مادختسالا تاداشرلا

- !قینسلا طوی خلاو قاشرفلاب لنانساً فظَن
- فرط یللا لئوحتلاب لجالل حمست شیچب مطبب هولل . ضری بیبتلا ملق رهظ یلب آندباو قلغلا ماطغ علخا قاشرفل .
- یمامال حطسلا یلع ققیقدر ققبط لنش یلع قدجاوب قدحاو نانسالا یلع قاشرفلاب لجال عَص قوخرلا ءچس نالوا قتللا یلع دعضت الو . قرشابم نانسالل
- فظَنو یفساد امامب مفلال لسغاضی بیبتلل مفلالی ققیقدر 20 قدمل لجال لئوتا ! قزه اچ حبصتل - قاشرفلاب نانسالا
- ققیقدر 30 قدمل مدعبو چتنملا مادختسالا انشاً نخت ال
- قوهلالو یاشلال لوانت نع اچجال چری :قیلاعف جیاتنلا رثکنا یلع لوصلل لو قی بیبتلا دعب لقالا یلع نیعتعاس قدمل لئذ یللا اچو ریاجسالو رمحال ذی بنالو

قحيصن

لخرفأ حنمي ELITEsmile نم ضرييبتلا نانسأ نوج عم نإف؛ اضريب نانسأب قهيويلا قهيانعلل جياتنلا.

قلمحت حمل قهيبناجلا تاريثأتلا

قثللاب جيهت وأ نانسألاب قيساسح رومظ قلاح يفو. همادختسا ضارغأل قهيبناج تاريثأت يا عَقَوْتُيُ ال مادختسا نع فقوتلا دعب أدهت نأ بجيو قتقؤم ضارغأل هذيف. ضارغأل يفتخت يتح قَجَلُ عُمَلَا فقوَأ مدحو جويب جتنملا.

ريذحت

جتنملا امهسمال انذا أروف امهلسغاو. نينيغلل هتسمالم بنجَت.

نيذختلا

لافطالا لوانتم نع أديعب ظَفْحُيُو. هديمجت رُظْحُيُو. ملظعو دراب نالم يف نَذْحُي.

ضرييبتلا ملق تانوكُم

بري جوبرك نيمال لوناثي؛ يثالث، لوكيلج نيليشي؛ يلوب، ديمابرانلا ديسلأ لوأ، ام، نيرسلج قيرطع قدام، (EDTA) لخلل ضمحي عابر نيليشي؛ نيمأ ييانث، جوييوصلا نيرانس.

نوترنلا قبلعلاو ملقلا رظنا: قليغشتلا جقرو قهيالصلا قرتف قفرعمل.

لاصتاللا

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

0.1% ییابی ز لوصح ممقیقتسم هدافتسا یارب ناندند ندرک دیفس متسیس

صاخ بیگرت ناندند عیرس ندرک دیفس یارب هداس و نیون یشور ELITESmile دندنک دیفس حلق یگدنپسچ اب (دیاسکورپ نژوردیه % 0.1 اب ربارب) % 0.25 دیاسکورپ دیامبرک لماش متفرشیپ تسا هدش هدناسر لقادح مپ تیساسح تسا هرواً نوجوب ناندند اب راگزاس و رشؤم یدربراک داغلا قوف دینک ندید تیس بو نی زا ناندند یا هفرح دندنک دیفس هرابرد رتشیپ تاغالطا بسک یارب www.ELITESmile.se

رظن دروم هدافتسا

هدافتسا ناندند حطس یور لژ زا ممقیقتسم هدافتسا اب اه ناندند ندرک دیفس یارب دندنک دیفس حلق دهد یمن ریوغت ار اهنأ گنر ،تنلپمیا ای جات ،یگدرک رپ دننام اهتورپ یارب

دینک ادیپ تسد هجیتن رشکادح مپ هنوگچ :هدافتسا لمعالاروتسد

- دینک هدافتسا ناندند خن زا و مدرک کاوسم ار ناتدوخ ناندند
- کون مپ لژ ات دیناچیپ مپ هتسمأ دیناچیپ مپ ار دندنک دیفس حلق تشپ و مدرک زاب ار شوپرد دیناچیپ سرد
- ای هتل یور دینک هدافتسا ناندند یور حطس یور ممقیقتسم ،سرد یور لژ کی راب هیال کی زا دینکن هدافتسا جرن تنقاب
- کاوسم و مرگ بآ اب ار ناهد دشاب ناهد رد هقیقده 20 لژ دیرانگب ندرک دیفس یارب نینم - دینوشب
- دیشکن راگیس نآ زا هدافتسا زا سپ هقیقده 30 و لوصحم زا هدافتسا ماگنه
- هریغ و راگیس ،مریق بارش ،هوق ،یاچ فرصم زا اطفال ،هجیتن رشکادح نتشاد یارب دینک یراددوخ ندرک دیفس زا سپ تعاس 2 لقادح

هتکن

هچی تن نیرت هب ELITEsmile هذنک دیفس نادند ری مخ اب ،دیفس یاه نادند زا هزاور تبقارم یارب تشاد دی داوخ ار

یلامتخا یبناج تارشا

مثل کی رحت ای نادند تیساسح اب ندش هچاوم تروص رد .خردن یبناج رشا چیه رظن دروم هداقتسا زا دعب زور کی و دنتسه یقوم اه هناشن ،دینک فقوتم اه هناشن نیا نتفر نیب زا ات ار هداقتسا .دزنک یم شکورف لوصحم زا هداقتسا فقوت

راطخا

بآ اب ار اه هچاوم آروف ،هچاوم اب لوصحم سامت تروص رد .دینک یرادبوخ هچاوم اب لوصحم سامت زا دیوشب

یرادهگن

اه هچاوم سردتسد زا رود .دینک یریگولج لوصحم یگدنز غی زا دوش یرادهگن کی رات و کنخ یاج رد دوش یرادهگن

هذنک دیفس ملق تابکی کرت

نیراخاس میدس برچوبرک نیمالونات یرت ،لوکی لگ نلی تا یلپ ،دیس کورپ دی مابراک ،بآ ،نیریسی لگ .دینک هچاوم ملق و نتراک هب هچاوم LOT و یرادهگن خیرات زا عالطا یارب ،رطعم داوم ،(EDTA)

سامت تا عالطا

Elite Smile

Gothenburg

Sweden

Email: info@elitesmile.se

www.ELITEsmile.se

+46 (0)31 - 165 165

www.ELITEsmile.se